

CoaguChek INRange

Spytaj swojego lekarza, jak możesz monitorować swój wskaźnik INR, aby było to dla Ciebie wygodne bez względu na miejsce i czas.



To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.



Możliwość zakupu aparatu:

- www.infusion.pl
tel. 603 482 526
- www.diabetyk.24.pl
tel. 22 464 86 86



więcej informacji
znajdziesz na:
www.coaguchek.com

COAGUCHEK jest znakiem towarowym firmy Roche.

© 2023 Roche Diagnostics Polska

Producent: Roche Diagnostics GmbH

Opublikowane przez:

Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.

ul. Bobrowiecka 8

00-728 Warszawa

www.roche.pl

www.coaguchek.com

Wybierz pewność i spokój

- Możliwość wykonania badania z kropli krwi (krew włośniczkowa – 8 µl).
- Czas do otrzymania wyniku na ekranie do 60 sekund.
- Testy paskowe przechowywane w temperaturze pokojowej
- Analizator w pełni przenośny, wymiary: 145 mm / 75 mm / 30 mm.
- Zasilanie wyłącznie bateryjne: 4 baterie 1,5 V typu AAA.
- Funkcja przypominająca pacjentowi o przyjęciu leku.
- Komunikacja w języku polskim.

Przewidziane zastosowanie:

System CoaguChek® INRange, obejmujący aparat CoaguChek INRange oraz pasek testowy CoaguChek XS® PT Test PST, jest przeznaczony do oznaczania czasu protrombinowego (PT) w świeżej krwi włośniczkowej.

Jest on przeznaczony do stosowania przez odpowiednio wybranych i przeszkolonych pacjentów oraz ich odpowiednich opiekunów. Test czasu protrombinowego (PT) to ogólny test krzepliwości do monitorowania terapii antagonistą witaminy K. System CoaguChek® INRange jest przeznaczony wyłącznie do samodzielnego badania przez jednego pacjenta. Nie jest on przeznaczony do stosowania w warunkach profesjonalnych.